

MatTek社カルチャーウェア製品

米国MatTek社が製造する細胞培養・観察用のカルチャーウェア製品です
カバーガラスを底面に付けることで鮮明な観察画像が可能になります
多様な製品ラインナップで、ご使用中の実験に適した製品を選択できます




ガラスボトムディッシュ

- プラスティックディッシュの底にカバーガラスを付けた製品
- カバーガラスにより高倍率顕微鏡での細胞観察が可能
- 35mmと50mmのディッシュはガラス厚み、コーティングの有無などの選択が可能
- ガンマ線滅菌済

ガラスボトムプレート

- マルチウェルプレートの底面にカバーガラスを付けた製品
- 6~384ウェルプレートまで、幅広い製品のラインナップ
- ハイスループットのアッセイ・高解像度顕微鏡観察が可能に



チャンバースライド

- 1つのスライド上で、最大8サンプルを異なる条件で培養・観察可能
- 接着剤を使用しておらず、フリップで容易にチャンバーとスライドの分解が可能

Applications

- ✓ 蛍光標識細胞観察
- ✓ 位相差顕微鏡観察
- ✓ 共焦点顕微鏡観察
- ✓ ライブセルイメージング
- ✓ 蛍光in situハイブリダイゼーション (FISH)

製品番号の見方
(ガラスボトムディッシュ/ガラスボトムプレート)



色	タイプ	コーティング	ガラス厚み	ホール直径	容器メーカー	グリッド
P: 透明	35: 35mm dish	G: ノンコート	0: 0.085~0.13mm	5: 5mm	C: コーニング	GRD: グリッド付き
PBK: 黒色	50: 50mm dish	GC: ポリジジコート	1.0: 0.13~0.16mm	6: 6mm	F: ファルコン	
	06: 6well plate	GCOL: コラーゲンコート	1.5: 0.16~0.19mm	7: 7mm		
	12: 12well plate		0.17: 0.17±0.0005mm	10: 10mm		
	24: 24well plate			13: 13mm		
	48: 48well plate			14: 14mm		
	96: 96well plate			20: 20mm		
	384: 384well plate			30: 30mm		

取扱い製品

製品番号	入数	価格
35mm ガラスボトムディッシュ		
P35G-0-7-C	200個	96,000
P35G-0-10-C	200個	70,000
P35G-0-14-C	200個	70,000
P35G-0-20-C	200個	103,000
P35G-1.0-14-C	200個	76,000
P35G-1.0-20-C	200個	108,000
P35G-1.5-7-C	200個	98,300
P35G-1.5-10-C	200個	68,500
P35G-1.5-14-C	200個	68,500
P35G-1.5-20-C	200個	94,500
P35G-0.170-14-C	75個	64,000
P35G-1.5-14-C-GRD-D	75個	100,000
P35GC-0-10-C	200個	92,000
P35GC-0-14-C	200個	92,000
P35GC-1.0-14-C	200個	103,000
P35GC-1.5-10-C	200個	92,000
P35GC-1.5-14-C	200個	92,000
P35GCol-0-10-C	200個	92,400
P35GCol-0-14-C	200個	92,400
P35GCol-1.0-14-C	200個	98,500
P35GCol-1.5-10-C	200個	92,400
P35GCol-1.5-14-C	200個	92,400
50mm ガラスボトムディッシュ		
P50G-0-14-F	200個	98,000
P50G-0-30-F	200個	110,000
P50G-1.5-14-F	200個	98,300
P50G-1.5-30-F	200個	110,000
P50GC-1.5-14-F	200個	105,000
P50G-1.5-14-FGRD	75個	104,000
60mm ガラスボトムディッシュ		
P60G-1.5-20-F	100個	104,000
P60G-1.5-30-F	100個	104,000

製品番号	入数	価格
6-well ガラスボトムプレート		
P06G-0-10-F	10枚	36,800
P06G-0-14-F	10枚	37,000
P06G-0-20-F	10枚	37,000
P06G-1.0-10-F	10枚	39,000
P06G-1.0-14-F	10枚	39,000
P06G-1.0-20-F	10枚	39,000
P06G-1.5-10-F	10枚	36,800
P06G-1.5-14-F	10枚	36,800
P06G-1.5-20-F	10枚	36,800
12-well ガラスボトムプレート		
P12G-0-10-F	10枚	50,600
P12G-0-14-F	10枚	50,600
P12G-1.0-10-F	10枚	52,000
P12G-1.0-14-F	10枚	52,000
P12G-1.5-10-F	10枚	50,600
P12G-1.5-14-F	10枚	50,600

製品番号	入数	価格
24-well ガラスボトムプレート		
P24G-0-10-F	10枚	60,600
P24G-0-13-F	10枚	60,600
P24G-1.0-10-F	10枚	62,400
P24G-1.0-13-F	10枚	62,400
P24G-1.5-10-F	10枚	59,000
P24G-1.5-13-F	10枚	59,000
48-well ガラスボトムプレート		
P48G-1.5-6-F	10枚	68,800
96-well ガラスボトムプレート		
P96G-0-5-F	5枚	35,000
P96G-1.5-5-F	5枚	35,000
P96GC-1.5-5-F	5枚	56,000
PBK96G-1.5-5-F	5枚	41,000
チャンバースライド		
CCS-2	12個	17,800
CCS-4	12個	17,800
CCS-8	12個	17,800



【ご注意】

※本製品は医療用具ではなく試験研究用に限定して販売しています。
※製品および仕様・価格は、予告なしに変更することがあります。

輸入元 **KIKURADO** 倉敷紡績株式会社

トスク株式会社 環境機器事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-13

日本橋本町1丁目ビル4F

TEL; 03-3516-0700 FAX; 03-3516-0701

E-mail : info@toscltd.co.jp / URL: <https://toscltd.co.jp/>

お問い合わせ先